

Österreichische Diabetikervereinigung

5020 Salzburg, Moosstraße 18

Tel.: 0662-82 77 22, Fax: 0662-82 92 22

E-Mail: oadv.office@aon.at, Internet: www.diabetes.or.at

ZVR-Nr. 237137068, UID-Nr. ATU59631438



ÖDV-Pumpenreferat, Helmut Steiner

Zeisigstraße 16, 5023 Salzburg, Tel. 0664/73481813, Helmut.Steiner@stadt-salzburg.at

ZEITEINSTELLUNG **WICHTIG FÜR EXAKTE PROTOKOLLFÜHRUNG!**

Ein Diabetiker hat heutzutage einige Geräte mit Zeitangaben, wie zum Beispiel Blutzuckermeßgerät, Blutdruckmesser, Insulinpumpe und bei Nutzung einer Diabetessoftware auch Computer, Palm und Handy. Für die ordentliche Protokollführung ist die richtige Zeitangabe wichtig. Auch geht der Wechsel von Sommer- zur Winterzeit und umgekehrt mit einer Stunde Zeitverschiebung einher. (Beim Wechsel auf Sommerzeit muss ich auf allen Geräten die Zeit um 1 Stunde vorstellen z. Bsp. Von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr. – beim Wechsel auf Winterzeit muss ich auf allen Geräten die Zeit um 1 Stunde zurückstellen z. Bsp. Von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr) Das muss ich als Diabetiker beachten und meine Geräte rechtzeitig umstellen.

Da der Diabetiker die Protokollführung meistens nicht sofort durchführt, - sondern später -, muss er auf die gespeicherten Daten zurückgreifen. Das gleiche gilt bei Erfassung und Einlesen der Daten in ein Computer-Programm. Die Angaben stimmen nur dann, wenn überall die richtige Zeit eingestellt wurde. Ich muss sämtliche Zeiten auf meinen Geräten synchronisieren. Das heißt: ich stelle überall die gleiche (richtige) Zeit ein. Somit stimmen meine Protokoll Daten bzw. die in den Computer eingelesenen Daten überein.

Die Einstellung der Zeit wird vor allem bei einem Batteriewechsel oder Aktivierung eines Gerätes relevant. Die Pumpenpatienten müssen bei der Aktivierung der Ersatzpumpe bzw. beim Wiederanlegen der Pumpe nach einer Pumpenpause auf die richtige Einstellung der Zeit achten, sonst wird die eingestellte Basalrate nicht zeitgerecht abgegeben.

Wie die Zeit auf den entsprechenden Geräten eingestellt wird, steht in der Gebrauchsanweisung des Gerätes. Aber Ihr Diabetesteam, der Kundendienst der jeweiligen Firma und unsere Servicestellen werden Ihnen gerne behilflich sein.

Der Merksatz lautet: „Auf allen verwendeten Geräten muss die gleiche (richtige) Zeit eingestellt sein.“